

# 造口配件

## Ostomy Accessories

ALCARE保護皮含天然成分, 能有效保護皮膚, 並研發多種的配件, 讓造口朋友可以享受更舒適的生活。

### 皮膚保護皮

#### Skin Barrier



#### 優選 片狀皮膚保護皮

##### Procure Wafer

片狀皮膚保護皮  
Wafer Skin Barrier

- 適合使用於造口周圍皮膚有皺折或凹陷處。
- 可依造口周圍皮膚皺折或凹陷形狀作裁剪, 並視需要也可堆疊使用。

款式	型號	規格(長 X 寬)	片/盒
10	12581	100mmX100mm	10片
20	12582	200mmX195mm	5片



#### 優選 軟式皮膚保護皮-環狀

##### Procure Soft Wafer-Ring

軟式皮膚保護皮  
Wafer Skin Barrier

- 適合使用在造口周圍皮膚皺褶處或凹陷處。
- 柔軟性適中, 可以用手塑形(不需使用剪刀)。
- 環狀皮膚保護皮可以輕易貼附在造口皮膚周圍上。
- 雙面皆具有黏性, 可黏貼在各種造口底座上。

款式	型號	規格(直徑)	片/盒
環狀 20	15591	20mmφ	8片
環狀 30	15592	30mmφ	8片



#### 優選 軟式皮膚保護皮-條狀

##### Procure Soft Wafer-Stick

軟式皮膚保護皮  
Wafer Skin Barrier

- 適合使用在造口周圍皮膚皺褶處或凹陷處。
- 材質柔軟, 可自由的塑形。
- 雙面皆具有黏性, 可黏貼在各種造口底座上。
- 適合於不平坦且難貼附的皮膚, 例如瘻管周圍的皮膚。

款式	型號	規格(長 X 寬)	片/盒
條狀	15601	15mmX100mm	10片



#### 優選 MF Pate(填補膠)

##### Procure MF Pate

皮膚保護膠  
Paste Skin Barrier

- 可填補於造口和底座間的縫隙, 以保護皮膚隔離排泄物。
- 不含酒精的膠狀皮膚保護皮, 不刺激皮膚且膠體不會變硬。

款式	型號	規格(淨重)	條/盒
—	12601	100克	1條

# 造口配件 Ostomy Accessories



## 優選 Paste (造口膠)

### Procure Paste

皮膚保護膠  
Paste Skin Barrier

- 造口膠塗於造口底座上，可改善保護皮的黏性。
- 鋁薄管包裝讓膏狀皮膚保護皮保持濕潤，容易使用，可完全用完，不會浪費。

款式	型號	規格(淨重)	條/盒
—	14431	50克	1條



## 優選 Powder (造口粉)

### Procure Powder

皮膚保護粉  
Powder Skin Barrier

- 造口粉可填補於造口和底座間的縫隙，以保護皮膚隔離排泄物。
- 使用很簡單，即使小空隙也能填補，且具有良好的吸水性。

款式	型號	規格(淨重)	瓶/盒
—	12611	50g	1瓶

## 造口護理配件 Stoma Care Accessory



## 優選 Remover (去膠片)

### Procure Remover

造口用具等醫療器材黏性用品去膠片  
Ostomy Appliance Remover

- 在移除造口底座時，可降低移除時的疼痛。
- 當需要立即移除造口產品時，使用優選 remover (去膠片)可順利移除。
- 單片鋁箔包裝。

款式	型號	規格(淨重)	片/盒
—	13871	2mL	50片



## 除臭粉

### Deofine Powder

粉狀除臭劑  
Powdery Deodorant for Ostomates

- 植物成分，可抑制異味的產生和擴散。
- 清新薄荷成分，可提供更舒適的造口照護。
- 單獨包裝，攜帶方便。

款式	型號	規格(淨重)	包/盒
—	17891	1.5g/包	30包



**ALCARE Co., Ltd.**

International Sales Div.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo 130-0013, Japan

TEL.+81-3-5611-7819 FAX.+81-3-5611-7827 MAIL. info@alcare.co.jp

www.alcare.co.jp/e