

ユー케어[®]・Dc

Youcare-Dc

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用しています。
- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、脱臭フィルター付きです。
- 面板の密着性を高めたい場合は、ユー케어胴ベルトが使用できます。

凸型
面板下部
開放型

● 2日交換

● フレカット

▶ 非課税

種類	商品コードNo.	規 格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
22	16811	22mmφ	18~21mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
25	16812	25mmφ	21~24mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
28	16813	28mmφ	24~27mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
32	16814	32mmφ	27~31mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
36	16815	36mmφ	31~35mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
40	16816	40mmφ	35~39mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
45	16817	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850
50	16818	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10枚	¥6,850

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

- 本カタログの内容は2026年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。