

ユー케어[®]・Cc

Youcare-Cc

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかな超薄型皮膚保護剤を使用しています。
- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、脱臭フィルター付きです。
- 面板の密着性を高めたい場合は、ユー케어胴ベルトが使用できます。



| 種類 | 商品コードNo. | 規 格 | | | 1函入数 | メーカー希望 小売価格 |
|----|----------|-------|---------|-------------|------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | | |
| 22 | 16821 | 22mmφ | 18~21mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 25 | 16822 | 25mmφ | 21~24mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 28 | 16823 | 28mmφ | 24~27mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 32 | 16824 | 32mmφ | 27~31mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 36 | 16825 | 36mmφ | 31~35mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 40 | 16826 | 40mmφ | 35~39mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 45 | 16827 | 45mmφ | 39~44mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |
| 50 | 16828 | 50mmφ | 44~49mm | 200mm×150mm | 10枚 | ¥4,820 |

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
 午前9：00～午後5：00