

ユーケア[®]2・F

Youcare 2-F

ツープースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長

- 全面に皮膚保護剤を使用している
ので、テープでかぶれやすい方にも安心です。
- 面板外周が薄く、体によくフィット
し装着時の違和感を軽減します。


フラット
面板

● 3～5日交換

▶ 非課税

● プレカット

● フリーカット



種類	商品コードNo.	規 格				1函 入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	面板サイズ	適応ストーマ袋		
M22	16591	22mmφ	16～34mm(フリーカット)	97mm×105mm	M	5枚	¥3,100
M25	16592	25mmφ	21～24mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,100
M28	16593	28mmφ	24～27mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,100
L32	16594	32mmφ	27～31mm	108mm×117mm	L	5枚	¥3,100
L36	16595	36mmφ	31～35mm	108mm×117mm	L	5枚	¥3,100
L40	16596	40mmφ	35～39mm	108mm×117mm	L	5枚	¥3,100
L45	16597	10mmφ	4～44mm(フリーカット)	108mm×117mm	L	5枚	¥3,100
65	16598	10mmφ	4～64mm(フリーカット)	129mm×140mm	65	5枚	¥3,700

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

- 本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。