

# ユー케어<sup>®</sup>2・Cf

## Youcare 2-Cf

### ツーピースオストミーシステム

### 2-Piece Ostomy System

#### 特長

- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、脱臭フィルター付きです。
- 面板の密着性を高めたい場合は、ユー케어胴ベルトが使用できます。

閉鎖型

▶ 非課税



| 種類 | 商品コードNo. | 規 格       |             | 1箱入数 | メーカー希望<br>小売価格 |        |
|----|----------|-----------|-------------|------|----------------|--------|
|    |          | 袋サイズ(縦×横) |             |      |                |        |
| 透明 | M        | 16631     | 210mm×150mm |      | 10枚            | ¥2,570 |
|    | L        | 16632     | 210mm×150mm |      | 10枚            | ¥2,570 |
| 肌色 | M        | 17801     | 210mm×150mm |      | 10枚            | ¥2,570 |
|    | L        | 17802     | 210mm×150mm |      | 10枚            | ¥2,570 |

#### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く  
 午前9：00～午後5：00