

ユー케어[®]・Uc

Youcare-Uc

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかで耐久性のあるウロストミー用に開発された薄型皮膚保護剤を使用しています。
- 面板の密着性を高めたい場合は、ユー케어胴ベルトが使用できます。

凸型
面板

ダブル
ロック
口具

● 2～3日交換

▶ 非課税

● フレカット

● 逆流防止弁



種類	商品コードNo.	規 格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
13	16401	13mmφ	9～12mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400
16	16402	16mmφ	12～15mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400
19	16403	19mmφ	15～18mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400
22	16404	22mmφ	18～21mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400
25	16405	25mmφ	21～24mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400
28	16406	28mmφ	24～27mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400
32	16407	32mmφ	27～31mm	260mm×150mm	10枚	¥8,400

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

0120-770-863

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00