

ユー케어[®]2・M


Youcare 2-M

ツーピースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長

- 小型だ円形タイプのため、体動を妨げず、装着の違和感がありません。
- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、脱臭フィルター付きです。
- ユー케어2の面板と組み合わせて使用します。



閉鎖型

▶ 非課税

種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望 小売価格
		袋サイズ(縦×横)		
M	16671	120mm×130mm	10枚	¥3,530
L	16672	120mm×130mm	10枚	¥3,530

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00